

BAPSCARCARE S Instrukcja stosowania

Opatrunek silikonowy BAPSCARCARE S. Samoprzylepny (adhezyjny), odporny na kontakt z wodą, wielorazowy, przezroczysty, medyczny opatrunek, wykonany z grubej warstwy wytrzymałego silikonu do leczenia i zapobiegania nieprawidłowym bliznom (blizny przerostowe i keloidowe).

Opis produktu

BAPSCARCARE S to zestaw opatrunków silikonowych do leczenia starych i nowych blizn (również rozległych). Ze względu na swoją elastyczność i właściwości adhezyjne, opatrunek BAPSCARCARE S pozostaje na swoim miejscu na dowolnej części ciała. Może być stosowany pod ubraniem i w trakcie kompresjoterapii (presoterapii). BAPSCARCARE S może być wielokrotnie myty i używany ponownie.

Skład

Folia poliuretanowa, medyczny żel silikonowy.

Właściwości

BAPSCARCARE S sprawia, że blizny stają się bardziej płaskie, mniej widoczne i cieńsze oraz pomagają zmniejszyć dolegliwości (takie jak trwałe zaczerwienienie, uczucie „ciągnięcia”, swędzenie, ograniczenia w ruchomości stawów, dyskomfort i problemy kosmetyczne).

Opatrunek zapewnia okluzyjne środowisko, nawilżające naskórek (powierzchniową warstwę skóry). Zwiększone nawilżenie sprawia, że uszkodzona tkanka goi się szybciej a dolegliwości towarzyszące ulegają złagodzeniu.

Wskazania do stosowania

Opatrunek silikonowy BAPSCARCARE S stosuje się w leczeniu starych i nowych blizn. Jest wskazany do:

- Leczenia i zapobiegania nieprawidłowym bliznom (przerostowym i keloidowym)
- Leczenia blizn po oparzeniach
- Leczenia blizn pooperacyjnych
- Leczenie trwałych dolegliwości funkcjonalnych (trwałe zaczerwienienie, uczucie „ciągnięcia”, świąd, ograniczenia w ruchomości stawów, dyskomfort i problemy kosmetyczne)

Instrukcja stosowania

Rozpoczęcie leczenia

Zalecane jest stopniowe przedłużanie czasu stosowania opatrunku w okresie pierwszego tygodnia do osiągnięcia 24 godzin na dobę, aby skóra stopniowo się przyzwyczaiła do opatrunku. Aby uzyskać optymalny efekt terapeutyczny zaleca się noszenie opatrunku silikonowego codziennie tak długo, jak to możliwe.

Przed zastosowaniem

- Dokładnie oczyścić a następnie osuszyć bliznę i skórę sąsiadującą.
- Wyjmij produkt z opakowania.

- W razie potrzeby opatrunek silikonowy można dociąć dożądanego rozmiaru.
- Upewnij się, że opatrunek obejmuje całą bliznę i obszar około 2 cm zdrowej skóry.
- Depilacja okolicy blizny przed aplikacją sprzyja lepszej przyczepności i przedłuża żywotność opatrunku silikonowego.

Sposób aplikacji

- Usuń pierwszą część folii ochronnej z opatrunku silikonowego i delikatnie umieść go na jednym końcu blizny.
- Usuń drugą część folii ochronnej i delikatnie przyklej pozostałą część opatrunku silikonowego na bliznę.

Pielęgnacja w celu utrzymania właściwości opatrunku

- W przypadku utraty przyczepności należy opatrunek umyć neutralnym mydłem pod bieżącą, letnią wodą
- Po kontakcie z wodą opatrunek przejściowo straci właściwości adhezyjne
- Opatrunek należy delikatnie rozprostować i pozostawić do wyschnięcia na gładkiej powierzchni aktywną stroną ku górze
- Po całkowitym wyschnięciu opatrunek jest gotowy do ponownego użycia.

Jak długo trwa leczenie BAPSCARCARE S?

BAPSCARCARE S można stosować tak długo, jak długo widoczne są cechy przerostu blizny, zaczerwienienie lub inne objawy opisane powyżej. Zapytaj lekarza o precyzyjny plan leczenia.

Czas użytkowania

BAPSCARCARE S jest dostępny w opakowaniach po 1, 2 lub 4 sztuki. Przy odpowiedniej pielęgnacji jeden opatrunek może być używany przez kilka tygodni.

Środki ostrożności

- Skonsultuj się z lekarzem w razie wystąpienia podrażnień skóry lub innych problemów skórnych.
- Opatrunki silikonowe są przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Opatrunki silikonowe można stosować wyłącznie po zakończeniu procesu gojenia, nie wolno stosować ich na otwarte rany.

Działania niepożądane

Jak dotychczas nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych.

Przechowywanie

Termin ważności nadrukowano na opakowaniu. Należy przechowywać w temperaturze pokojowej nieprzekraczającej 25°C.

Data ostatniej wersji instrukcji stosowania: listopad 2016



BAP Medical BV, NL, 7324 BT,
Laan Van De Maagd 119,
Apeldoorn.
Wyprodukowano w Belgii

